



## 사용자가 기대하는 혁신적인 기능

SAFESystem™ by InnoVero 용품은 시료 채취 및 분석 프로세스 전반에서 모든 사용자의 요구를 충족하도록 전 세계 선수, 실험실, 도핑검사관(DCO), 반도핑기구 등과 협력하여 제작되었습니다. 성별을 고려한 인체공학 및 고급 보안 기술은 SAFESystem 용품의 많은 유용한 기능 중 일부입니다.

### SAFECollect Cup (안전 채취컵)

쉽게 따를 수 있는 뚜껑으로 SafeCollect Cup 에서 SafeBottle 로 시료를 쉽게 옮길 수 있으며, 또한 용기 입구가 다른 키트보다 3배 큼니다.



타원형 모양으로 되어 있어 두 성별 모두 보다 수월하게 컵을 잡고 시료를 담을 수 있습니다.

### SAFE Bottle (안전 용기)

용기 뚜껑에는 용기 내부에 포함된 6개의 톱니와 맞물리는 9개의 핀(Fin)이 있습니다. 사용자는 잠금장치가 작동하는 것을 볼 수 있으며 일단 단단히 잠기면 잠금장치가 용기 내부에 위치하게 됩니다. 세 번만 돌리면 용기가 잠깁니다.

독점 기술의 내구성이 우수한 플라스틱 폴리머 덕분에 안전하게 취급할 수 있고 낙하 시 시료를 보호하며 독점적인 변조 방지 기능이 포함되어 있습니다. 플라스틱은 또한 유리 대체재보다 가볍습니다.

보안을 위해 위조 방지 및 변조 방지 기술이 플라스틱에 적용되어 병을 깨뜨리거나 복제하려는 시도가 있을 경우 실험실에서 알 수 있습니다.



사용자 편의를 위해 최소 및 최대 라인이 명확하게 표시되어 있습니다.

회색 잠금 링 프로텍터 (Lock Ring Protector) 는 잠금 링 위에 끼워지며 사용자는 시료 채취 과정에서 오염을 방지하기 위해 용기 뚜껑을 보호 표면에 놓을 수 있습니다.



시료 코드 번호는 보안과 선수 익명성을 유지하기 위해 영숫자로 구성되어 있습니다.



용기 밑부분의 핀(Fin)은 혈액 시료를 안전하고 효율적으로 운송할 수 있도록 크래들형 홀더 기능을 하며 별도의 혈액 및 소변 키트가 필요하지 않습니다.



고유 ID를 가진 잠금 태그는 선수가 활동에 복귀하는 동안 부분 잔여 시료가 안전하게 유지되도록 보장합니다.

### SAFE Vault (안전 볼트)

내구성이 우수한 보관 용기 덕분에 사용자는 다른 SafeCollect Cup 에 나머지 90mL를 제공할 수 있을 때까지 부분 시료를 SafeCollect Cup에 유지하면서 쉽게 분리하여 보호할 수 있습니다.

