



Инновационные решения, которые ожидают пользователей

Безопасная система **SAFESystem™** разработана компанией InnoVero при совместном участии спортсменов, лабораторий, инспекторов допинг-контроля (ИДК) и антидопинговых организаций по всему миру. Система отвечает потребностям каждого пользователя в ходе всего процесса сбора и анализа образцов. Эргономичный дизайн, специально разработанная конструкция для женщин и мужчин и повышенная безопасность – это некоторые из многочисленных полезных функций изделий **SAFESystem**.

Баночка **SAFECollect** для безопасного сбора образцов

Удобная крышка помогает без труда переливать содержимое из баночки **SafeCollect** в герметичную бутылку **SafeBottle** с наливным отверстием, размер которого в три раза больше, чем у других бутылок.



За счет овальной формы баночку легче держать в руках и собирать образцы женщинам и мужчинам.

Герметичная бутылка **SAFEbottle**

Крышка бутылки имеет девять выступов, которые зацепляются с шестью зубцами на внутренней поверхности бутылки. Пользователи могут видеть, как стопорный механизм зацепляется и после закрепления находится внутри бутылки. Для закрытия бутылки нужно всего три оборота крышки.

Запатентованный и прочный пластмассовый корпус обеспечивает безопасную транспортировку и контроль вскрытия, а также защищает образец при падении. За счет пластмассы бутылка весит меньше, чем стеклянные аналоги.

Для обеспечения безопасности корпус имеет защиту от подделки и укупорку, предупреждающую незаконное вскрытие, благодаря чему сотрудники лаборатории могут установить попытки вскрытия или подделки бутылки.



Серый защитный колпачок надевается на стопорное кольцо и позволяет пользователям положить крышку бутылки на защищенную поверхность, чтобы предотвратить загрязнение во время сбора образца.



Для удобства использования сбоку отмечены минимальный и максимальный уровни, которые хорошо видны.



Кодовые номера образцов буквенно-цифровые, чтобы обеспечить безопасность и анонимность спортсменов.

Ребра на дне бутылки создают держатель типа лотка, который обеспечивает безопасную и эффективную транспортировку образцов крови без необходимости отдельных бутылок для мочи и крови.



Безопасное хранение в контейнере **SAFE Vault**

Надежный контейнер позволяет пользователям легко хранить часть образца в баночке **SafeCollect** до тех пор, пока спортсмен не сможет собрать остальные 90 мл образца в другую баночку **SafeCollect**.



Запорный механизм с уникальным номером обеспечивает надежное хранение части образца, пока спортсмены занимаются своими делами.

